

## フールドカップ No.4



カップからの流出する試料(溶液)の流出時間を計測することで正確で簡単・迅速に粘度を測定することができます。カップに試料を満たし、その底の規定の直径の孔(オリフィス)から試料が流出する時間によって粘度を測定します。特にNo.4タイプは現在最も広く採用されている粘度計です。

### Specification:

Model No. EGPI-301

### 標準仕様

- 1) オリフィス径 :  $\phi$  4mm
- 2) 容積 : 100ml
- 3) 参考規格 : (JIS K 5400)
- 4) 寸法 : 約(W)18 × (D)18 × (H)20cm